

IL TUTORE DI SCARICO DEL CALCAGNO STUDIATO PER PAZIENTI ALLETTATI E PICCOLI SPOSTAMENTI

INDICAZIONI

- ulcere calcaneari;
- prevenzione anti decubito;
- prevenzione lesioni all'avampiede causate da sfregamenti con le coperte.

CARATTERISTICHE

- struttura sagomata per scaricare il calcagno;
- velcri mediali laterali, utili per inibire la plantaflessione, in particolare per problemi di equinismo;
- imbottitura antifrizione;
- chiusura in velcro per calibrare l'allacciatura;
- apertura totale per facilitare la calzata.



**CALZATURE DIABETICHE CURATIVE TEMPORANEE
TESTATE BIOMECCANICAMENTE E CLINICAMENTE**

Diabetes **Care**



Tera Diab

Suola rigida a barchetta per lo scarico dell'avampiede e del mesopiede
Taglie: 35-47 (ogni due taglie)
Ambidestro

TEST BIOMECCANICI 2008



m o d u s

Plantare modulare di scarico delle ulcere con inserti removibili
Taglie: 35-47 (ogni due taglie)
Ambidestro



STABIL-D

Tutore con suola rigida a barchetta con inserti mobili di controllo della tibio-tarsica
Taglie: 35/47 (ogni due taglie)
Ambidestro - 06.12.06.033

TEST CLINICI 2010



Teraheel

Suola di scarico del retro piede
Taglie: S-M-L-XL
Ambidestro

TEST BIOMECCANICI 2008



W.P.S. Silver

Suola in talismo per lo scarico dell'avampiede
Taglie: 35-47 (ogni due taglie)
Ambidestro

IL PAZIENTE _____
IL PRESCRITTORE _____ DATA _____